






Siège télescopique « Sitpack™ » »

Réf. 223-518

Manuel de l'utilisateur



1: INSTRUCTIONS VIDÉO

1A: Pour visionner les instructions : scannez le code QR ou allez sur le site www.sitpack.dk/use

2: MONTAGE

2A: Ouvrez les deux parties du siège pour les amener dans une position horizontale afin de former le siège.

2B: Les rainures de la partie inférieure permettent d'obtenir une meilleure prise

2C: Tirez le verrouillage de siège vers le haut et tirez le dernier tube vers le bas pour déployer la jambe.

2D: La jambe doit être entièrement déployée et le pied doit être entièrement sorti.

2E: Verrouillez le siège et la jambe en tournant le verrouillage de siège vers la gauche et tous les 6 tubes vers la droite.

2F: **AVERTISSEMENT** : Avant d'utiliser le siège assurez-vous que toutes parties sont entièrement encliquetées.

2G: Lorsque les lignes minces placées sur les tubes forment une ligne, la jambe est complètement encliquetée.

3: DEMONTAGE

3A: Déverrouillez le siège en tournant le verrouillage de siège vers la droite et tous les tubes vers la gauche - l'un derrière l'autre

3B: Saisissez le verrouillage de siège et faites pression sur le pied vers le haut pour faire entrer la jambe

3C: A noter : Si la jambe n'entre pas facilement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas déverrouillé tous les tubes assez soigneusement

3D: Rabattez de nouveau les parties de siège vers le bas

3E: Si le pied n'est pas entièrement entré, tournez-le et poussez le dans la jambe

4: POUR LE RÉGLAGE EN HAUTEUR

4A: Déverrouillez et entre le tube le plus haut. Ne déverrouillez aucun des autres tubes.

4B: **AVERTISSEMENT** : Ne réglez la hauteur que de la manière décrite ci-dessus, tout autre essai peut conduire à une chute, à des blessures graves voire à la mort.

5: CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Avant l'utilisation, assurez-vous toujours que toutes les pièces du siège-canne sont bien verrouillées et que le pied est fermement fixé à la jambe

2. En utilisant le siège-canne, gardez toujours les deux pieds posés sur le sol

3. Veillez à ce que l'angle d'inclinaison s'élève à 40°

4. Le siège-canne ne devrait pas être utilisé plus de 40 minutes

5. Poids maximum de 100 kg



Consignes de sécurité importantes

Les comportements décrits ci-après vous font courir des risques de chute qui pourrait entraîner des blessures graves voire la mort.

1. N'utilisez pas le siège-canne en état d'ivresse ou sous l'emprise de drogues
2. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 12 ans.
3. Ne pas utiliser sur des surfaces glacées, glissantes ou humides ou encore sur des surfaces gravellées.
4. Vous devez vous attendre à pincements et des bords pointus
5. N'utilisez pas le siège-canne quand des composants sont endommagés

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU TACITE CONCERNANT LE SIÈGE-CANNE ALLANT AU-DELÀ DE CETTE DESCRIPTION Y COMPRIS DE GARANTIES IMPLICITES D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. CE SIÈGE-CANNE EST MIS À DISPOSITION TEL QU'IL EST AVEC TOUS SES DÉFAUTS POSSIBLES ET IL EST INTERDIT PARTOUT OÙ LES LOIS L'INTERDISENT.

6. UTILISATION CORRECTE

6A : APPLIQUER LE POIDS SEULEMENT AU CENTRE DU SIÈGE

6B : N'EMPLOYER QUE COMME APPUI, N'UTILISER QU'AVEC PRUDENCE

7: AVERTISSEMENT :

7A: NE CHARGER QUE D'UN CÔTÉ

7B: NE PAS FAIRE PORTER LES CHARGES DIRECTEMENT SUR LES COMPOSANTS DU SIÈGE

7C: GARDER LES DEUX PIEDS POSÉS AU SOL

7D: NE PAS SE TOURNER ALORS QUE L'ON S'APPUIE SUR LE SIÈGE-CANNE