



FR

iNeck

**3 Pro**

breo





**breo**



## Contents

---

Precautions **4**

---

Device parts **9**

---

Product Information **10**

---

Product features **11**

---

Disassembly of the battery **13**







---

Troubleshooting **24**

---

**Précautions**

Pour vous assurer que vous utilisez ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement le « Mode d'emploi » avant toute utilisation. La société n'est pas responsable des conséquences d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des instructions d'utilisation contenues dans ce produit.

	Ne pas utiliser ce produit en conduisant.
	Lors de votre utilisation, retirez les accessoires de la zone ou les objets pouvant affecter le massage.
	Ne pas utiliser dans un environnement humide tel qu'une salle de bain.
	Gardez ce produit à l'écart des sources d'eau, des incendies et des environnements corrosifs.
	Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation dans certains environnements.
	Ne pas utiliser si le site de massage a été opéré.



Ne pas utiliser si le site de massage a des lésions cutanées, des rougeurs, une inflammation ou une congestion du sang.








Ne pas utiliser si vous avez une crise cardiaque ou des antécédents ou si vous souffrez d'une maladie aiguë, d'une maladie de peau, d'une tumeur maligne ou d'une anomalie physique.

Ne pas utiliser si vous souffrez de maladies du sang telles que tendance hémorragique, d'ostéoporose, de maladies des tissus mous ou d'apoplexie.

Ne pas utiliser si vous êtes au ralenti, si vous ressentez un inconfort fonctionnel physique ou mental ou si vous présentez un retard mental. Suivez les recommandations du médecin si vous en avez besoin.

Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation, arrêtez de l'utiliser.



	<p>Les femmes enceintes, les femmes ayant leurs règles ne devraient pas utiliser un masseur.</p>
	<p>L'utilisation est strictement interdite aux enfants de moins de 6 ans et les enfants de 6 à 12 ans doivent être placés sous la surveillance et le soin d'un parent ou d'une personne surveillante.</p>
	<p>Si vous devez nettoyer l'apparence, utilisez un coton imbibé d'alcool et évitez le nettoyage à l'eau.</p>
	<p>N'utilisez pas d'objets tranchants pour gratter ou poignarder le produit.</p>
	<p>Ce produit est un produit de soins de santé électronique à domicile qui n'est pas destiné à être utilisé comme dispositif médical ni à être utilisé dans des fins diagnostiques, thérapeutiques ou d'autres fins commerciales.</p>



Veillez utiliser le dispositif de chargement configuré par notre société pour charger le produit et faire attention à la sécurité de l'électricité.

En cas d'une anomalie lors de l'utilisation, coupez immédiatement l'appareil d'électricité, évitez tout démontage et toute réparation par vous-même.

Certains modèles ont une fonction de moxibustion à chaud. L'appareil a une surface chauffante et les usagers insensibles à la chaleur devront y faire attention.

## Connaissances essentielles

### **À propos de la fréquence d'utilisation**

Utilisez une fois par jour, chaque fois dans le cadre de 10 minutes.

S'il est utilisé de manière excessive, il peut causer des douleurs au corps, à la peau ou au cou.

Par conséquent, lors de votre première utilisation, il est nécessaire d'observer l'état physique et les sensations au niveau du cou et de la peau tout en minimisant la durée d'utilisation.

### **À propos de la taille convenable**

La circonférence du cou pour ce produit est d'environ 30 cm à 40 cm.

### **À propos du mode d'emploi**

Lorsque vous utilisez ce produit, fermez les yeux et appuyez-vous contre le dossier du fauteuil pour détendre complètement votre corps.

Veuillez retirer le collier et d'autres accessoires suspendus au col

tels que les écouteurs et les badges etc.

Si vous ressentez une douleur ou une gêne autour du cou, arrêtez de l'utiliser et consultez immédiatement un médecin.

### **À propos de l'état après l'utilisation**

Le cou et les zones environnantes peuvent virer au rouge pendant une courte période, mais retrouvent leur état d'origine au bout d'un moment.

### **Autre**

En cours d'utilisation, un bip sonore est émis. Il s'agit du tournement de la tête de massage et du changement de position. Il ne s'agit pas d'une anomalie du produit.



**iNeck 3Pro**



**boîtier**



**câble de charge**



**mode d'emploi**



Massage par  
poussée et  
frottement




appui du cou




commande par  
APP



application douce  
à chaleur







## Fonctionnement du produit

### **Lumière Bluetooth**

A l'état allumé, lorsque l'application de téléphonie mobile n'est pas connectée au masseur par Bluetooth, l'indicateur ne clignote qu'une fois par intervalle ;

Une fois la connexion établie, l'indicateur clignote deux fois par intervalle.

### **Lumière de charge**

Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote en rouge ;

Pendant la charge, l'indicateur clignote en rouge ;

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur est en vert fixe.

### **Touche de mode**

À l'état allumé, appuyez brièvement sur pour changer le mode de massage.

### Mode 1

le massage horizontal et le massage rotatif sont activés et l'application à chaude est activée par défaut.

### Mode 2

le massage horizontal est activé, de l'avant vers l'arrière, le massage rotatif activé, au sens contraire, le massage rotatif désactivé, l'application à chaude est désactivée par défaut.

### Mode 3

le massage horizontal est activé, de l'avant vers l'arrière, le massage rotatif désactivé, au sens contraire, le massage rotatif activé, l'application à chaude est désactivée par défaut.

## **Port de charge**

Ouvrez le bouchon en silicone et trouvez le port de chargement Micro-USB, branchez-le par le câble de charge pour le chargement. Après la charge, débranchez le câble et recouvrez le bouchon.

## **Touche d'ouverture**

À l'état éteint, appuyez brièvement pour démarrer ;

À l'état allumé, appuyez brièvement sur la touche pour modifier la vitesse de rotation de la tête de massage. La valeur par défaut est à basse vitesse, et une pression courte peut alterner entre vitesse basse, vitesse moyenne et vitesse élevée.

FR

## Connexion APP

### **Méthode de téléchargement**

Scannez le code QR et téléchargez l'application directement  
Allez au marché des applications et recherchez « breo » pour le  
téléchargement

### **Suivez les indications de l'application pour utiliser**



## **Étapes de charge**

1. Ouvrez le bouchon en silicone couvrant le port Micro USB.
2. Branchez le port Micro USB à l'adaptateur par le câble USB.
3. Branchez l'adaptateur dans la prise.

Le masseur émet un bip, puis clignote l'indicateur de charge se trouvant sur le panneau de commande.


Une fois la charge terminée, l'indicateur de charge s'allume sans clignotement. Il est normal que le masseur et l'adaptateur d'alimentation réchauffent légèrement pendant le chargement.

## **Temps de charge**

1. Il faut environ 6 heures pour charger complètement.
2. Lorsqu'il est complètement chargé, il peut être utilisé 10 fois à chaque fois pendant 15 minutes. (Il existe une légère différence due aux différentes températures environnementales)
3. Lorsque l'indicateur de charge clignote, chargez-le immédiatement.

### **Après le chargement**

1. Débranchez l'adaptateur et le câble Micro USB du masseur.
2. Recouvrez le bouchon de silicone.



FR

## **Étapes de port**

### **1. Séparez les boucles magnétiques du lacet**

La circonférence maximale du cou de ce produit est d'environ 40 cm.


### **2. Tenez les deux mains aux extrémités de l'unité principale et enroulez le produit au cou par l'arrière de la tête en passant par le haut de la tête**

Le panneau de commande peut être à gauche ou à droite après le port.

La position et le type du bouton peuvent être distingués au toucher.

**La touche d'ouverture et celle de mode sont toutes encastrées et la touche d'ouverture est légèrement convexe à son côté.**





**Utilisation correcte**

Ce produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement. Veuillez s'en servir après avoir retiré l'adaptateur une fois le chargement terminé.

**1. Appuyez brièvement sur la touche d'ouverture pour allumer l'appareil.**

Le masseur émet un bip, puis le panneau de commande s'allume, la valeur par défaut est en Mode 1.

**2. Selon vos besoins, appuyez sur la touche d'ouverture et celle de mode pour ajuster votre mode de massage préféré.**

Appuyez brièvement sur la touche d'ouverture pour alterner entre vitesse basse, vitesse moyenne et vitesse élevée

Appuyez brièvement sur la touche de mode pour alterner entre ces trois modes.

**Mode 1**

Le massage horizontal et le massage rotatif sont activés et l'application à chaude est activée par défaut.

**Mode 2**

Le massage horizontal est activé, de l'avant vers l'arrière, le

massage rotatif activé, au sens contraire, le massage rotatif désactivé, l'application à chaude est désactivée par défaut.

### **Mode 3**

Le massage horizontal est activé, de l'avant vers l'arrière, le massage rotatif désactivé, au sens contraire, le massage rotatif activé, l'application à chaude est désactivée par défaut.

**Appuyez longuement sur la touche de mode pour ajuster librement le mouvement horizontal de la tête de massage**

**Dés/activation de l'application à chaude dans chaque mode peut être indépendamment contrôlée par votre téléphone mobile**

3. Portez le masseur sur le cou, lorsque vous utilisez notre produit, veuillez vous détendre au cou et vous appuyer contre le dos d'un fauteuil en détendant complètement votre corps. Vous pouvez également tirer sur les lacets des deux côtés pour contrôler la pression exercée sur votre cou.

4. Après 10 minutes de massage, un long bip retentit, puis le panneau de commande s'éteint et l'activité sera

automatiquement coupée.

#### **5. Comment couper le courant manuellement**

Veillez appuyer sur la touche d'ouverture pendant plus de deux secondes et, après un long bip, le courant sera automatiquement coupé.

#### **6. Après utilisation**

Séparez la boucle magnétique du lacet, tenez les deux extrémités du masseur et retirez-le.

Lors de votre première utilisation ou quand vous avez les peaux sensibles, veuillez tenir compte de vos sensations du cou et de la peau tout au cours de votre utilisation.

FR

### **Étapes pour retirer la batterie**

1. Coupez l'alimentation externe et retirez le boîtier du produit ;
2. Débranchez l'alimentation de la batterie ;
3. Démontez la batterie ;
4. Jetez la batterie usée dans un point de collecte fixe ;
5. Veuillez respecter les lois locales sur la protection de l'environnement et les directives d'élimination et prendre soin de l'environnement.

### **Attention**

- la batterie doit être retirée de l'appareil avant de le jeter ;
- L'appareil doit être mis hors tension lorsque la batterie est retirée;
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.



Les non-professionnels ne doivent pas se désassembler !

## Dépannage

Si un écart a été constaté au cours de l'utilisation ou du fonctionnement, veuillez effectuer une vérification. Si le problème ne peut être résolu ou si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, prière de débrancher l'alimentation et faire le réparer par un technicien qualifié. Ne démontez pas le produit vous-même!

<b>Défauts communs</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Méthode de dépannage basiques</b>
Impossible de démarrer	La batterie est-elle faible	Si oui, veuillez charger immédiatement
Faible intensité de massage	Le niveau de la batterie est-il faible ?	Si oui, veuillez charger immédiatement

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après le dépannage, appelez le numéro de téléphone après-vente : 400-830-9700.

FR

### **Stockage**

Lorsque la période de stockage dépasse 3 mois, on doit ouvrir l'emballage et effectuer l'examen puis la recharge avant utilisation. Il ne doit pas être placé tout près du sol, du mur ou de la toiture. A l'intérieur du local il doit être bien ventilé, en évitant une exposition aux rayons du soleil fortes et une érosion par gaz corrosive.

### **Transport**

L'emballage du produit est équipé de moyens anti vibration simple adaptés au transport aérien, ferroviaire, routier ou maritime, en évitant les éclaboussures de pluie ou de neige, les inversions ou les collisions.

### **Contrôle de l'alimentation**

Vérifier la source d'alimentation électrique ; Si la tension d'alimentation dépasse la plage spécifiée, il est interdit d'allumer l'appareil pour l'utilisation.

## **Maintenance**

Appliquer les protections contre l'humidité, les rats et la pollution. Le nettoyage doit se faire sous l'état éteint de l'appareil. Le dispositif doit être placé dans un endroit sûr après utilisation. Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil. Lorsqu'une panne survient, la réparation du produit doit être confiée aux techniciens qualifiés, les non-professionnels ne peuvent, sans permission, monter ou démonter le produit.

## **Élimination et recyclage**

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Quand vous décidez de jeter ce produit, faites-le en vertu des lois de la protection de l'environnement local et du guide d'utilisation.


N'oubliez pas de respecter les réglementations locales : déposez les équipements électriques hors d'usage à un centre de traitement des déchets approprié. Le matériau d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de manière écologique et mettez-le à la disposition du service de collecte



des matières recyclables.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de six ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions pour utiliser l'appareil de manière sûre et compris les éventuels dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

FR

Désignation du produit	Neck Massager
Type de produit	iNeck 3Pro
Tension nominale	5V  1A
Puissance nominale	5W
Capacité de la batterie	2300mAh/1150mAh
Poids du produit	1000g
Taille du produit	L255×W265×H90(mm)

**CE** **RoHS** **FC** 

DE 19863741

Numéro d'article: 233-419

Importateur:  
SHP International Trading GmbH  
Rathausstraße 5  
D-96342 Stockheim  
[www.shp-company.com](http://www.shp-company.com)

