



**UV-C Dentalbox**  
**UV-C dental box**

**DE (2) | EN (8) | FR (14) | NL (20)**

## DE | Seecode UV-C Dentalbox

Vielen Dank für den Kauf unserer SEECODE Dentalbox mit der Sie einfach, schnell und hygienisch Zahnspangen reinigen können, Die UV-C Desinfektion neutralisiert wirkungsvoll Mikroorganismen und Bakterien. Durch den wiederaufladbaren Akku sind Sie dabei völlig flexibel in der Handhabung.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die SEECODE Dentalbox nutzen, um Schäden durch falsche Bedienung zu vermeiden. Schenken Sie den Sicherheitsinformationen bitte besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie die SEECODE Dentalbox Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf. Unser Produkt ist nicht für die Bedienung durch Kinder geeignet.

### **Lieferumfang**

Akkubetriebene Dentalbox mit herausnehmbarem Innenteil  
USB / USB-C Kabel  
Bedienungsanleitung

### **Technische Daten**

Maße: 13 x 9,2 x 4,2 cm

Gewicht: 108 Gramm

Akku Typ: Li-Ionen 802540, 3.7V


Akku-Kapazität: 800mAh

Ladezeit: bis zu 120 Minuten, je nach Akku-Ladestand


Laufzeit: bis zu 120 Minuten

Material: ABS (kratzfest behandelt) und Silikon


## Beschreibung des Produkts



1. Magnetischer Verschluss
2. Strom-Kontaktgeber aus Messing
3. UV-C Lampen
4. Herausnehmbares Silikon-Innenteil



5. EIN-/AUS-Schalter
6. Typ-C-Ladeanschluss
7. Ladestand- und Betriebs-Kontrollleuchte



- 8. Anti-Rutsch-Pads
- 9. Lüfteröffnung

Das Material der Außenhülle ist aus umweltfreundlichem und sicherem Kunststoff, das herausnehmbare Innenteil aus weichem Silikon, um die Zahnspanne vor Abnutzung zu schützen.

Die gesamte Oberfläche der Außenhülle ist mit einer kratzfesten Versiegelung versehen, um Beschädigungen während des Gebrauchs zu verhindern.

Die kleinen Kontakte aus Messing an Deckel und Box unterbrechen den Reinigungsprozess sofort beim Öffnen der Abdeckung während des Betriebs, um Augenschäden durch die ultraviolette Strahlung zu vermeiden.

### **Bedienungsanleitung**

Legen Sie die Zahnspanne in das Silikon-Innenteil der Dentalbox und schalten Sie diese mit der kleinen runden Taste auf der Rückseite an. Beim Einschalten und während der Reinigung leuchtet die Betriebsanzeige grün.

Zum Ausschalten drücken Sie die Taste erneut, das grüne Licht geht aus.

Nach dem Einschalten wird der Reinigungs-Prozess für 15 Minuten durchgeführt und danach automatisch ausgeschaltet.  
Hinweis: Für eine intensive Reinigung sollte die Dentalbox mehrfach hintereinander, jeweils im 15 Minuten-Takt, eingeschaltet werden.

### **Aufladen des Akkus**

Stecken Sie den Typ-C-USB-Ladeanschluss in die Steckerbuchse an der Rückseite des Geräts und schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen 5V/ 2A Strom-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Während der Aufladung leuchtet die Ladeanzeige rot, bei voller Ladung leuchtet die Ladeanzeige grün.

Bitte laden Sie die Dentalbox vollständig auf bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen. Die Ladezeit beträgt bis zu 2 Stunden.

Bitte laden Sie die Dentalbox öfters, mindestens einmal im Monat, voll auf, um eine kontinuierliche und gute Leistung des Akkus zu erhalten.

### **Sicherheitswarnung für den eingebauten Akku**

Der Akku darf nur vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst getauscht werden.

Nicht mit Werkzeugen zerlegen oder öffnen.

Setzen Sie die Dentalbox nicht direkter Hitze oder Sonnenstrahlen aus.

Halten Sie das Gerät sauber und trocken.

Wenn der Ladeanschluss verschmutzt ist, verwenden Sie bitte nur ein trockenes Tuch oder einen Pinsel zum Abwischen.

Bitte laden Sie das Gerät nicht über einen langen Zeitraum auf.

Bei der Verwendung einer Temperatur von  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ , hat der Akku die optimale Leistung.

## **Pflege und Wartung**

Die Oberfläche kann mit einem weichen, ggf. leicht feuchten, Tuch gereinigt werden. Um das Silikon-Innenteil zu reinigen, sollte dieses entnommen werden. Es kann unter warmem Wasser abgespült werden und danach gut getrocknet wieder eingesetzt werden. Sie können die Zahnsperre auch in dem Silikon-Innenteil gut abspülen. Das Silikon-Innenteil immer vor Gebrauch in der Dentalbox gut trocknen. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien zur Reinigung.

## **Garantie/Gewährleistung**

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum. Auf den Akku gewähren wir 6 Monate Garantie.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleis-

tion erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich.



### **CE-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

### **Allgemeine Hinweise**

#### **Urheberrecht**

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

### **Hinweise zum Umweltschutz**



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der regionalen Verordnungen.

## EN | Seecode UV-C dental box

Thank you for purchasing our SEECODE dental box, with which you can clean braces easily, quickly and hygienically. The UV-C disinfection effectively neutralises micro-organisms and bacteria. The rechargeable battery gives you complete flexibility in handling.

To ensure that you enjoy your product for a long time and can use it to the full, please read these operating instructions carefully before using the SEECODE dental box to avoid damage due to incorrect operation. Please pay special attention to the safety information. If you give the SEECODE dental box to third parties, these operating instructions should also be handed over. Please keep the operating instructions for future reference. Our product is not suitable for operation by children.

### **Scope of delivery**

Battery-operated dental box with removable inner part  
USB / USB-C cable  
Operating instructions

### **Technical data**

Dimensions: 13 x 9.2 x 4.2 cm

Weight: 108 grams

Battery type: Li-Ion 802540, 3.7V

Battery capacity: 800mAh


Charging time: up to 120 minutes, depending on battery charge level

Running time: up to 120 minutes


Material: ABS (scratch-resistant treatment) and silicone




## Product description



1. Magnetic closure
2. Brass current contact sensor
3. UV-C lamps
4. Removable silicone inner part



5. ON/OFF switch
6. Type-C charging connection
7. Charge level and power indicator light



- 8. Anti-slip pads
- 9. Fan opening

The material of the outer case is made of environmentally friendly and safe plastic, and the removable inner part is made of soft silicone to protect the braces from wear and tear.

The entire surface of the outer cover has a scratch-resistant seal to prevent damage during use.

The small brass contacts on the cover and box interrupt the cleaning process immediately when the cover is opened during use to prevent eye damage from ultraviolet radiation.

The ventilation is used for air exchange to keep the air inside the box dry. This is to reduce possible odors, e.g. from a worn retainer.

### **Operating instructions**

Place the brace in the silicone inner part of the dental box and switch it on with the small round button on the back. The UV-C light is then switched on and the ventilation starts to work.

When switching on and during cleaning, the operating indicator lights up green.

To switch off, press the button again and the green light goes out.

After switching on, the cleaning process is carried out for 15 minutes and then switched off automatically.

Note: For intensive cleaning, the dental box should be switched on several times in succession, each time at 15-minute intervals.

### **Charging the battery**

Plug the Type-C USB charging connector into the socket on the back of the unit and connect the other end of the cable to a 5V/2A power adapter (not included).

During charging, the charging indicator lights up red, when fully charged, the charging indicator lights up green.

Please fully charge the dental box before using it for the first time.

The charging time is up to 2 hours.

Please fully charge the dental box more often, at least once a month, to maintain continuous and good performance of the battery.

### **Safety warning for the built-in battery**

The battery may only be replaced by the manufacturer or an authorized service center.

Do not disassemble or open with tools.

Do not expose the dental box to direct heat or sunlight.

Keep the unit clean and dry.

If the charging port is dirty, please use only a dry cloth or brush to wipe it.

Please do not charge the unit steadily for a long period of time.

When using a temperature of  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ , the battery has the optimal performance.

## **Care and maintenance**

The surface can be cleaned with a soft, if necessary slightly damp, cloth. To clean the silicone inner part, it should be removed. It can be rinsed under warm water and then reinserted after it is well dried. You can also rinse the brace well in the silicone inner part. Always dry the silicone inner part well before using it in the dental box.

Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals for cleaning.

## **Warranty / Guarantee**

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase. We grant a 6-month guarantee on the battery.

The geographical scope of the warranty protection is Europe-wide. The proof of purchase is valid as proof of this. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. The guarantee is excluded in the following cases:

- in the event of modifications to the system without our approval
- in the case of use other than that stated above
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the detected defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment. The seller reserves the right to remedy the defect before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The use of the legal rights for defects is free of charge.



## CE Declaration of Conformity

Mobiset GmbH hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European directives.

## General information

### Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, including excerpts, as well as the reproduction of illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

## Notes on environmental protection



The packaging materials used can be recycled. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with the locally applicable regulations.



This product must not be disposed of in normal household waste within the European Union. Dispose of the appliance in accordance with regional regulations.

## FR | Seecode UV-C Dentalbox

Nous vous remercions d'avoir acheté notre boîte dentaire SEECODE, qui vous permet de nettoyer les appareils dentaires de manière simple, rapide et hygiénique. La désinfection UV-C neutralise efficacement les micro-organismes et les bactéries. Grâce à la batterie rechargeable, vous êtes totalement flexible dans l'utilisation. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre produit et l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser la SEECODE Dentalbox afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation. Veuillez prêter une attention particulière aux informations de sécurité. Si vous confiez la boîte dentaire SEECODE à un tiers, ce mode d'emploi doit également être remis. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Notre produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.

### **Contenu de la livraison**

Boîte dentaire alimentée par batterie avec partie intérieure amovible  
Câble USB / USB-C  
Mode d'emploi

### **Caractéristiques techniques**

Dimensions : 13 x 9,2 x 4,2 cm

Poids : 108 grammes

Type de batterie : Li-Ion 802540, 3.7V


Capacité de la batterie : 800mAh

Temps de charge : jusqu'à 120 minutes, selon le niveau de charge de la batterie


Autonomie : jusqu'à 120 minutes

Matériau : ABS (traité anti-rayures) et silicone


## Description du produit



1. Fermeture magnétique
2. Contacteur de courant en laiton
3. Lampes UV-C
4. Intérieur amovible en silicone



5. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
6. Connecteur de charge de type C
7. Témoin de charge et de fonctionnement



8. Patins antidérapants
9. Ouverture pour le ventilateur

Le matériau de la coque extérieure est en plastique écologique et sûr, la partie intérieure amovible est en silicone souple pour protéger l'appareil dentaire de l'usure.

Toute la surface de l'enveloppe extérieure est scellée de manière à résister aux rayures et à éviter tout dommage pendant l'utilisation. Les petits contacts en laiton sur le couvercle et la boîte interrompent immédiatement le processus de nettoyage lorsque le couvercle est ouvert pendant l'utilisation, afin d'éviter les lésions oculaires dues aux rayons ultraviolets.

L'aération sert à renouveler l'air afin de maintenir l'air sec à l'intérieur de la boîte. Ceci afin de réduire les éventuelles odeurs, par exemple celles d'un appareil dentaire porté.

### **Mode d'emploi**

Placez l'appareil dentaire dans la partie intérieure en silicone de la Dentalbox et allumez celle-ci à l'aide du petit bouton rond situé à l'arrière. La lumière UV-C s'allume alors et la ventilation commence à fonctionner.



Lors de la mise en marche et pendant le nettoyage, le témoin de fonctionnement s'allume en vert.

Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière verte s'éteint.

Après la mise en marche, le processus de nettoyage s'effectue pendant 15 minutes, puis s'éteint automatiquement.

Remarque : Pour un nettoyage intensif, la Dentalbox doit être allumée plusieurs fois de suite, à chaque fois toutes les 15 minutes.

### **Recharge de la batterie**

Brancher le connecteur de charge USB de type C dans la prise située à l'arrière de l'appareil et raccorder l'autre extrémité du câble à un adaptateur de courant 5V/2A (non fourni).

Pendant la charge, l'indicateur de charge s'allume en rouge, lorsque la charge est complète, l'indicateur de charge s'allume en vert.

Veuillez charger complètement la Dentalbox avant de l'utiliser pour la première fois. Le temps de charge peut aller jusqu'à 2 heures.

Veuillez recharger complètement la Dentalbox plus souvent, au moins une fois par mois, afin de maintenir une bonne performance continue de la batterie.

### **Avertissement de sécurité pour la batterie intégrée**

La batterie ne doit être remplacée que par le fabricant ou un service après-vente agréé.

Ne pas la démonter ou l'ouvrir avec des outils.

N'exposez pas le boîtier dentaire à la chaleur directe ou aux rayons du soleil.

Maintenir l'appareil propre et sec.

Si le port de chargement est sale, veuillez utiliser uniquement un chiffon sec ou un pinceau pour l'essuyer.

Veillez ne pas charger l'appareil de manière continue pendant une longue période.

En utilisant une température de  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ , la batterie a une performance optimale.

### **Entretien et maintenance**

La surface peut être nettoyée avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide. Pour nettoyer la partie intérieure en silicone, celle-ci doit être retirée. Il peut être rincé sous l'eau chaude et ensuite remis en place en le séchant bien. Il est également possible de bien rincer l'appareil dentaire dans la partie intérieure en silicone. Toujours bien sécher la partie intérieure en silicone avant de l'utiliser dans la Dentalbox.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques forts pour le nettoyage.

### **Garantie/garantie**

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Cela inclut une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat. Nous accordons une garantie de 6 mois sur la batterie.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe. La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du système sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et

joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit.



### **Déclaration de conformité CE**

Par la présente, Mobiset GmbH déclare que ce produit est en conformité avec les exigences fondamentales des directives européennes applicables.

### **Remarques générales**

#### **Droit d'auteur**

Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

### **Remarques concernant la protection de l'environnement**



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés conformément aux réglementations locales en vigueur.



Dans l'Union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux. Éliminez l'appareil conformément aux réglementations régionales.

## NL | Seecode UV-C dental box

Bedankt voor de aanschaf van onze SEECODE dental box, waarmee u beugels eenvoudig, snel en hygiënisch kunt reinigen. De UV-C desinfectie neutraliseert effectief micro-organismen en bacteriën. De oplaadbare batterij geeft u volledige flexibiliteit in het gebruik.

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier heeft van uw product en het optimaal kunt gebruiken, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u de SEECODE dental box in gebruik neemt, om schade door verkeerde bediening te voorkomen. Let vooral op de veiligheidsvoorschriften. Als u de SEECODE dental box aan derden geeft, moet deze gebruiksaanwijzing meegegeven worden. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Ons product is niet geschikt voor gebruik door kinderen.


### Leveringsomvang

Tandarts box op batterijen met uitneembaar binnenwerk  
USB / USB-C kabel  
Gebruiksaanwijzing


### Technische gegevens

Anmutungen: 13 x 9,2 x 4,2 cm  
Gewicht: 108 gram  
Soort batterij: Li-Ion 802540, 3,7V  
Capaciteit batterij: 800mAh  
Oplaadtijd: tot 120 minuten, afhankelijk van het oplaadniveau van de batterij  
Looptijd: tot 120 minuten  
Materiaal: ABS (krasbestendige behandeling) en silicone


## Beschrijving van het product



1. Magnetische sluiting
2. Stroomcontactsensor van messing
3. UV-C lampen
4. Uitneembaar silicone binnenzee



5. AAN/UIT-schakelaar
6. Type-C oplaadpoort
7. Laadniveau en stroomindicatorlampje



- 8. Antislip pads
- 9. Ventilatoropening

Het materiaal van de buitenhoes is gemaakt van milieuvriendelijk en veilig plastic, en het verwijderbare binnensee is gemaakt van zacht siliconen om de beugels te beschermen tegen slijtage.

Het gehele oppervlak van de buitenhoes heeft een krasbestendige afdichting om beschadiging tijdens het gebruik te voorkomen.

De kleine messing contacten op het deksel en de doos onderbreken het reinigingsproces onmiddellijk wanneer het deksel tijdens het gebruik wordt geopend, om schade aan de ogen door ultraviolette straling te voorkomen.

De ventilatie wordt gebruikt voor luchtuitwisseling om de lucht in het doosje droog te houden. Dit om eventuele geurtjes, bijvoorbeeld van een gedragen beugel, te verminderen.

### **Gebruiksaanwijzing**

Plaats de beugel in het siliconen binnen gedeelte van de dentalbox en schakel deze in met het kleine ronde knopje aan de achterzijde. Het UV-C licht wordt dan ingeschakeld en de ventilatie begint te werken.

Bij het inschakelen en tijdens het reinigen brandt de bedrijfsindicator groen.

Om uit te schakelen drukt u nogmaals op de knop en gaat het groene lampje uit.

Na het inschakelen wordt het reinigingsproces gedurende 15 minuten uitgevoerd en vervolgens automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Voor een intensieve reiniging moet de dentalbox meerdere keren achter elkaar worden ingeschakeld, telkens met tussenpozen van 15 minuten.

### **Opladen van de batterij**

Steek de Type-C USB-laadconnector in de aansluiting aan de achterkant van het apparaat en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een 5V/2A voedingsadapter (niet meegeleverd).

Tijdens het opladen licht de oplaadindicator rood op, wanneer hij volledig is opgeladen, licht de oplaadindicator groen op.

Laad de dentalbox volledig op voordat u hem voor het eerst gebruikt.

De oplaadtijd bedraagt maximaal 2 uur.

Laad de tandartsboor vaker volledig op, minstens één keer per maand, om de continue en goede werking van de batterij te behouden.

### **Veiligheidswaarschuwing voor de ingebouwde batterij**

De batterij mag alleen door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.

Niet demonteren of openen met gereedschap.

Stel het tandwielkastje niet bloot aan directe warmte of zonlicht.

Houd het apparaat schoon en droog.

Als de laadpoort vuil is, gebruik dan alleen een droge doek of borstel om deze schoon te vegen.

Laad het apparaat niet gedurende langere tijd continu op.  
Bij een temperatuur van  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  presteert de batterij optimaal.

## **Verzorging en onderhoud**

Het oppervlak kan worden gereinigd met een zachte, eventueel licht vochtige, doek. Om het siliconen binnendeel te reinigen, moet het worden verwijderd. Het kan onder warm water worden afgespoeld en na goed drogen weer worden geplaatst. U kunt ook de beugel goed afspoelen in het siliconen binnenwerk. Droog het siliconen binnenwerk altijd goed af voordat u het in de tandartspraktijk gebruikt. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of agressieve chemicaliën voor het schoonmaken.

## **Garantie**

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit is inclusief 6 maanden garantie vanaf de datum van aankoop. Wij geven 6 maanden garantie op de accu.

De geografische reikwijdte van de garantiebescherming is Europees. Het aankoopbewijs geldt als bewijs hiervan. Het product is voor verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. In de volgende gevallen is de garantie uitgesloten

- bij wijzigingen aan het systeem zonder onze goedkeuring
- bij ander gebruik dan hierboven vermeld
- bij valschade

Als u een beroep doet op de garantie, stuur dan het complete product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar het product is gekocht. Beschrijf het geconstateerde defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht voor het defect te verhelpen alvorens de aankoopprijs terug te betalen. Noodzakelijke transportkosten worden



aan de klant vergoed indien een gerechtvaardigde aanspraak op de wettelijke garantie wordt vastgesteld. Het gebruik van de wettelijke rechten bij gebreken is gratis.



### **CE-conformiteitsverklaring**

Mobiset GmbH verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de geldende Europese richtlijnen.

### **Algemene informatie**

#### **Copyright**

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of herdruk, inclusief uittreksels, evenals de reproductie van afbeeldingen, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

### **Opmerkingen over milieubescherming**



Het gebruikte verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled.

Verwijder verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is volgens de plaatselijk geldende voorschriften.



Dit product mag binnen de Europese Unie niet bij het normale huishoudelijke afval. Voer het apparaat af volgens de regionale voorschriften.







## EU-Konformitätserklärung DECLARATION OF CONFIRMITY

Mobiset GmbH  
Rösrather Str. 333  
D-51107 Köln  
Tel.: 0221 - 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entspricht:

Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the following EG directives:

EMC 2014/30/EU

ROHS 2011/65/EU and its amendment Directive EU 2015/863, EU 2017/2102

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 (according to Article 33)

**Produkt / product:** SEECODE UV-C DENTALBOX  
SEECODE UV-C DENTAL BOX

**Typ/Type:** 20338 / 235-711

**Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used:***

EN IEC 55014-1: 2021, EN IEC 55014-2:2021,  
EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022,  
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2012,  
EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014+AC:2015,  
EN 61000-4-8: 2010, EN IEC 61000-4-11:2020,  
IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,  
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017,

Köln, Cologne  
01.02.2023

Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer

Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 - 51107 Köln  
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 52 39  
www.mobiset.de